

FICHE TECHNIQUE**REFERENCE : 390689**

Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD)

**Caractéristiques :**

- En polypropylène vierge de grade médical
- Microtubes non-stériles
- Coloris naturel, transparence optimale
- Volume : 1.5 ml
- Dimensions \varnothing x h : 10.8 x 41 mm
- Centrifugeables jusqu'à 25 000 x g
- Autoclavables (ouverts) à la vapeur à 121°C pendant 20 min
- Conviennent particulièrement aux applications de PCR et en biologie moléculaire
- Gradués, avec surface d'inscription sur le capuchon
- Conditionnés en sachets zippés refermables de 500 microtubes
- Marquage CE et IVD
- Certifiés exempts d'ADN humain, RNase-DNase, ATP, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR.

Unité de ventes :

1000 microtubes