

FICHE TECHNIQUE

Référence	390699
Désignation	Boite Cryogen



Description :

- ✓ En polycarbonate, utilisables jusqu'à -196 °C
- ✓ Autoclavables à 120 °C pendant 20 minutes
- ✓ Couvercle transparent avec marquage numérique et fermeture avec coins coupés
- ✓ Zone de marquage dépolie sur la boîte et le couvercle
- ✓ Dimension : 76 x 76 x 52 mm
- ✓ Pour 25 cryotubes
- ✓ Volume : 1.2 et 2 ml
- ✓ Couleur : Jaune

Unité de vente :

1 unité
