

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

Voir tableau en 2^{ème} page



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

**USP
Class VI**

Cryotubes fabriqués à base de matières premières de grade médical en accord avec la United States Pharmacopeia (classe VI), ainsi que la norme ISO 10993. Non-cytotoxiques, non-hémolytiques, exempts de métaux lourds et d'ingrédients d'origine animale.

Cryotubes ClearLine® à code barre

Description : Cryotubes à capuchon vissant pour le stockage d'échantillons biologiques jusqu'à -196°C.

Caractéristiques :

- ✓ Cryotubes en polypropylène vierge
- ✓ Capuchons vissants en polyéthylène vierge, injectés au silicone.
- ✓ Utilisables jusqu'à -196°C
- ✓ Autoclavables à 121°C
- ✓ Graduations imprimées sur le tube
- ✓ **Stérilisés aux rayons beta, SAL 10⁻⁶**
- ✓ **Certifiés exempts de :**
 - RNase-DNase
 - ADN humain
 - Pyrogènes
 - Inhibiteurs de PCR
 - ATP

Avantages :

- **Capuchon vissant bi-injecté**
Vissable/dévisable à une main, adapté pour l'utilisation d'automates. Pas de vis interne ou externe.
- **Code barre imprimé**
sur chaque tube (Code 128), lisible dans les deux sens par toutes marques de lecteurs.
- **Verrouillage**
Pied du tube verrouillable.



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

**Cryotubes à pas de vis externe,
avec bouchon**



Volume (ml)	1	2	2	3	4	5
Fond	Avec jupe	Avec jupe	rond	Avec jupe	Avec jupe	Avec jupe
Hauteur (mm)	40,2	45,6	4,5	69,2	73,6	87,6
∅ (mm)	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Référence	390700	390701	390702	390703	390704	390705

**Cryotubes à pas de vis interne,
avec bouchon**



Volume (ml)	1	2	2	4	4	5	5
Fond	Avec jupe	Rond	avec jupe	rond	avec jupe	rond	avec jupe
Hauteur (mm)	42,7	47,0	48,2	75,0	76,2	89,2	90,3
∅ (mm)	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Référence	390706	390707	390708	390709	390710	390711	390712



Tous les cryotubes ClearLine sur cette page sont disponibles au même prix avec des capuchons de couleur. Ajoutez simplement les suffixes suivants aux références lors de votre commande :



Couleur	Bleu clair	Blanc	Jaune	Rouge	Violet	Vert
Suffixe	BC	BL	J	R	VI	V
Exemple	390700BC	390700BL	390700J	390700R	390700VI	390700V