


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	390733
<b>Désignation</b>	Cryoboite



### Description :

- ✓ En polycarbonate, utilisables jusqu'à -196 °C
- ✓ Autoclavables à 120 °C pendant 20 minutes
- ✓ Couvercle transparent avec marquage numérique et fermeture avec coins coupés
- ✓ Zone de marquage dépolie sur la boîte et le couvercle
- ✓ Marquage gravé au laser
- ✓ Pour 81 cryotubes de 1 et 2 ml
- ✓ Dimensions : 132 x 132 x 52 mm
- ✓ Coloris : bleu

### Unité de vente :

1 Cryoboite

---