


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	390738
<b>Désignation</b>	Boîte cryogen box



### Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Pour 81 cryotubes de 3,4 et 5 ml
- ✓ Couvercle transparent
- ✓ Avec marquage numérique de chaque emplacement
- ✓ Avec coins coupés
- ✓ Zone de marquage dépolie (boîte et couvercle)
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Utilisables de -196°C à +121°C
- ✓ Autoclavables 20 min
- ✓ Dimensions : 132 x 132 x 94 mm

### Unité de vente :

1 Boîte cryogen box