

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE :**

Voir tableau ci-dessous



**CryoGen® Box 1D** - Boîte de congélation en polycarbonate pour le stockage de cryotubes **ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- ✓ Boîte, grille et couvercle en polycarbonate
- ✓ Couvercle transparent, avec marquage numérique
- ✓ **25 & 81 places** : Grille colorée, fond blanc
- ✓ **100 places** : Fond blanc à picots, sans grille
- ✓ Pièces démontables pour nettoyage
- ✓ Zone de marquage dépolie
- ✓ Deux angles détrompeurs
- ✓ Trous de drainage au fond de la boîte
- ✓ Autoclavable à 121°C (vapeur) pendant 20 min
- ✓ Utilisable jusqu'à -196°C
- ✓ **Plaques PC** numérotées à placer au fond de la boîte :  
25 places: 390817 ; 81 places: 390818 ; 100 places: 390819

**Avantages :**

➤ **Traçabilité & Identification**

**Code barre** (code 128) sur le côté de chaque boîte.  
Lisible par toutes marques de scanners.



➤ **Intégration & Compatibilité**

Conçue pour les applications en biobanques et gestion d'échantillons.  
Idéal en complément du [kit\\_4Banking](#)



Pour	Dimensions L x p x h (mm)	Fond blanc, grille colorée				Fond blanc à picots <i>sans grille</i>
		Bleu	Jaune	Rouge	Vert	
25 tubes 1,2 - 2 ml	76 x 76 x 52	390804	390805	390806	390807	
81 tubes 1,2 - 2 ml	132 x 132 x 52	390808	390809	390810	390811	
81 tubes 3 - 4 - 5 ml *	132 x 132 x 94	390812	390813	390814	390815	
100 tubes 1,2 - 2 ml	132 x 132 x 52					390816

\* Les CryoGen® Box 1D pour 81 tubes de 3 à 5 ml sont **incompatibles** avec les cryotubes à **pas de vis interne 4 ml**