


FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

Voir tableau ci-dessous



CryoGen® Box 2D - Boîte de congélation en polycarbonate pour le stockage de cryotubes 2D ClearLine®

Caractéristiques :

- ✓ Boîte et couvercle en polycarbonate
- ✓ Couvercle transparent, avec marquage numérique
- ✓ **81 places** : Grille colorée (avec marquage), fond blanc
- ✓ **100 places** : Fond blanc à picots, sans grille
- ✓ Pièces démontables pour nettoyage
- ✓ Zone de marquage dépolie
- ✓ Deux angles détrompeurs
- ✓ Pied du tube verrouillable dans le fond de la boîte
- ✓ Utilisable jusqu'à -196°C
- ✓ Autoclavable à 121°C (vapeur) pendant 20 min

Avantages :

➤ **Traçabilité & Identification**

Code barre (code 128) gravé au laser sur côté de chaque boîte.

Code 2D DataMatrix sur le fond de la boîte, correspondant au code barre, lisible par toutes marques de scanners.

➤ **Compatibilité & Intégration**

Conçues pour être utilisées avec des **scanners** de code barre 2D



Pour	Dimensions L x p x h (mm)	Fond blanc, grille colorée				Fond blanc à picots <i>sans grille</i>
		Bleu	Jaune	Rouge	Vert	
81 tubes 2 ml	132 x 132 x 52	390717	390718	390719	390720	
81 tubes 5 ml	132 x 132 x 94	390721	390722	390723	390724	
100 tubes 2 ml	132 x 132 x 52					390820
100 tubes 5 ml	132 x 132 x 94					390821