

Désignation

- Boîte en ABS pour lame de microscopie
capacité 50 lames

Référence

- 390857

Unité de vente : 1



Description

- Pour stockage et transport de lames de microscopie 26 x 76 mm
En ABS, plus résistant aux chocs que le polypropylène ou polystyrène
Utilisables de - 10 °C à + 50 °C
Marquage Biohazard sur le couvercle
Couvercle à charnière et fermeture à clip sécurisé
Index numérique
- Matériau : ABS
- Dimensions : l x p x h ext. : 80 x 200 x 30 mm
- Température : -10 °C à +50 °C
- Capacité : 50 lames 26 x 76 mm

