


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	390858
<b>Désignation</b>	Boîte ABS pour 100 lames de microscopie



© Biosigma S.r.l.

### Description :

- ✓ Pour le stockage et le transport de lames de microscopie 76 x 26 mm
- ✓ En ABS, plus résistant aux chocs que le polypropylène ou le polystyrène
- ✓ Utilisable de -10°C à +50°C
- ✓ Marquage « Biohazard » sur le couvercle
- ✓ Couvercle à charnière
- ✓ Fermeture à clip sécurisé
- ✓ Index numérique
- ✓ Capacité : 100 lames
- ✓ Dimensions ext. : 160 x 200 x 30 mm

### Unité de vente :

1 Boîte ABS pour 100 lames de microscopie