

Tubes Clear-Lock ClearLine®

Caractéristiques :

- Microtubes en polypropylène vierge.
- Graduation.
- Usage unique.
- Transparence optimale.
- Température de travail : -80 à +100°C.
- Autoclavage : 121°C, 20min.
- Surface d'écriture dépolie.
- Capuchon avec surface d'écriture.
- Capuchon perçable.
- Fermeture sécurisée « Safety-Lock ».
- Ne pas utiliser avec de l'azote liquide.
- Sachet fermeture zip, refermable.
- Conditions de stockage : au sec entre -10 et 50°C.



Volume de travail	5 ml
Diamètre	16,60 mm
Stérile	non
Vitesse de centrifugation	21 000g
Conditionnement	Vrac

Unité de vente :

500 microtubes