

FICHE TECHNIQUE

Référence	390971B
Désignation	Sac de transport



Description :

- ✓ Système de transport et de protection d'échantillons biologiques
- ✓ Conforme aux normes ADR
- ✓ Conforme UN3373 - pour transport de substances biologiques B
- ✓ Extérieur en polystyrène 600/900 coaté PVC
- ✓ Intérieur nylon 210/210 coaté PVC
- ✓ Structure semi rigide
- ✓ Fermeture zip
- ✓ Poche intérieure pour élément réfrigérant, poche externe pour document
- ✓ Peuvent-êtré désinfectés avec solutions de désinfection standard
- ✓ Stérilisables avec solutions aqueuses, stérilisation à froid
- ✓ Dimension : 280 x 180 x 120 mm
- ✓ Non autoclavables
- ✓ Lavables 40 °C
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Marquage anglais/allemand

Unité de vente :

1 pièce
