

FICHE TECHNIQUE

Référence	390974B
Désignation	Sac de transport



Description :

- ✓ Système de transport et de protection d'échantillons biologiques
- ✓ Conforme aux normes ADR
- ✓ Conforme UN3373 – pour transport de substances biologiques b
- ✓ Extérieur en polystyrène 600/900 coaté PVC
- ✓ Intérieur nylon 210/210 coaté PVC
- ✓ Structure semi rigide
- ✓ Fermeture zip
- ✓ Peuvent être désinfectés avec solutions de désinfection standard
- ✓ Stérilisables avec solutions aqueuses, stérilisation à froid
- ✓ Non autoclavable
- ✓ Lavable à 40°C
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Marquage anglais/allemand
- ✓ Adapté pour 1 container 390860
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 120 x 150 mm

Unité de vente :

1 Sac de transport