

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	390977
<b>Désignation</b>	Pots



### Description :

- ✓ Pots de prélèvement urine
- ✓ En polypropylène transparent
- ✓ Non stérile
- ✓ Bouchon vissant
- ✓ Zone dépolie pour marquage
- ✓ Coloris bouchon : rouge
- ✓ Diamètre : 28 mm
- ✓ Hauteur : 82 mm
- ✓ Volume : 30 ml

### Unité de vente :

700 Pots