



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento  
29/02/2016

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET



**REF: BSC128**

**CONTENITORE 30 ml PER FECI IN POLIPROPILENE  
TAPPO A VITE ROSSO, CON SUPERFICIE DI  
SCRITTURA DATI PAZIENTE**

**FEACES CONTAINER 30 ml IN POLYPROPYLENE WITH  
RED SCREW CAP, WITH FROSTED LABEL FOR  
PATIENT DATA**

W0503010206 - BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs  
332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE  
Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25134	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
STERILIZZAZIONE	/	STERILIZATION
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	30	Nominal volume container (ml)
Ø inferiore	21 mm	Ø lower
Ø superiore	33 mm	Ø upper
Altezza senza tappo	81 mm	Height without cap
Altezza con tappo	82 mm	Height with cap
COLORE CONTENITORE	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	CUP COLOUR
COLORE TAPPO	Rosso / Red	CAP COLOUR
Graduazione a	/	Graduated at
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
QUANTITA' CONFEZIONE	700 pz / 700 pcs.	BOX QUANTITY
QUANTITA' INTERNA	Articoli sfusi / Bulk items	INNER QUANTITY
STOCCAGGIO	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile. Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable	STORAGE