

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Référence | 390991 |
| Désignation | Lamelles couvre-objet |



Description :

- ✓ Particulièrement recommandées pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic in vitro
- ✓ En verre transparent
- ✓ Epaisseur : 0,13 - ,17 mm
- ✓ Dimensions : 22 x 22 mm

Unité de vente :

2000 Lamelles couvre-objet
