

FICHE TECHNIQUE

Référence	390992
Désignation	Lamelle couvre-objet



Description :

- ✓ Lamelle couvre-objet en verre sodocalcique haute qualité transparent
- ✓ Particulièrement recommandé pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic in vitro

Certificats :

- ✓ Déclaration de conformité CE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Epaisseur : 0,13 – 0,17 mm
- ✓ Dimensions : 24 x 24 mm

Unité de vente :

2 000 Lamelles couvre-objet
