

FICHE TECHNIQUE

Référence	390994
Désignation	LAMELLE COUVRE-OBJET



Description :

- ✓ Les lames de verre et les lamelles sont particulièrement adaptées à l'analyse d'échantillons histologiques et cytologiques pour l'analyse de échantillons histologiques / cytologiques / microbiologiques du corps humain dans le but de fournir des informations concernant un état physiologique ou pathologique.
- ✓ Conforme aux normes internationales et iso 8255-1 iso 8037-1
- ✓ Dimensions : 24 x 40 mm
- ✓ Conditionnement : 10 boîtes x 100
- ✓ Tolérances d'épaisseur : $0,13 \pm 0,17$ mm
- ✓ Verre : transparent
- ✓ Marquage CE-IVD

Unité de vente :

1000 Lamelles couvre-objet