

Désignation

- Lamelle couvre-objet 24x50mm
- Référence : 390995

Unité de vente : 1000



Description

- Particulièrement recommandées pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic *in vitro*
- Epaisseur : 0,13 - 0,17 mm
- Verre transparent
- Matériau : Verre transparent
- Dimensions : 24 x 50
- Epaisseur : 0,13 - 0,17 mm
- Conditionnement : 10 boîtes de 100
- Dimensions emballées : 22,5 x 10 x 6,5 cm

