

FICHE TECHNIQUE

Référence	391057
Désignation	Cuve à coloration



Description :

- ✓ Cuve à coloration en polyméthylpentène (PMP ou TPX)
- ✓ Avec 2 couvercles
- ✓ Couvercle à ouverture facilitant l'utilisation du portoir pendant les phases de coloration
- ✓ S'utilise avec ou sans portoir en polypropylène pour 20 lames

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Conforme contact alimentaire

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions 82,80 x 103 x 70,15 mm

Unité de vente :

1 Cuve de coloration