

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391058
<b>Désignation</b>	Portoir cuve de coloration 20 lames



### Description :

- ✓ Portoir de lames en polypropylène
- ✓ Avec plateau horizontal pour 20 lames 76x26 mm

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Conforme contact alimentaire

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Hauteur tige comprise : 167 mm
- ✓ Dimensions 70 x 86 mm (cuve 81 x 101 mm)

### Unité de vente :

1 Portoir