

**Désignation**

- Portoir

**Référence**

- 391082

**Unité de vente**

1 Portoir



**Description**

Portoir pour tubes à hémolyse

**Caractéristiques techniques**

- En polypropylène
- Pour tubes de  $\varnothing$  13, 16, 20, 25 et 30 mm
- Livrés à plat
- Superposables
- Surface de marquage sur les deux longueurs
- Autoclavables
- Repérage alphanumérique sur le plateau
- Coloris : blanc
- Dimensions : 246 x 105 x 72 mm
- Capacité : 40 (4 x 10) tubes

