

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391090
<b>Désignation</b>	Rack 30mm blanc



### Description :

- ✓ Rack pour tubes à essai
- ✓ Capacité : 24 tubes
- ✓ La conception spéciale permet d'incuber les échantillons à la même température.
- ✓ Autoclavables à 121°C
- ✓ Grande capacité
- ✓ Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
- ✓ Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
- ✓ Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l'identification
- ✓ Dimensions : 300 mm
- ✓ Diamètre : 30 mm
- ✓ Couleur : blanc
- ✓ Matière : polypropylène

### Unité de vente :

20 Racks