

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391095
<b>Désignation</b>	CUVE PS 1,5ML SEMI-MICRO x 100



### Description :

- ✓ Cuves en PS optique
- ✓ Pour spectrométrie dans le domaine du visible : 340-800 nm
- ✓ Fenêtre : 4x31
- ✓ Volume : 1.5ml, semi-micro forme basse
- ✓ Longueur optique : 10
- ✓ Variations d'absorption : +/- 1%
  
- ✓ Certification CE, IVD

### Unité de vente :

Boite de 100 cuves