

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Référence</b>   | 391134          |
| <b>Désignation</b> | Bécher 3 000 ml |



### Description :

- ✓ Bécher en polypropylène
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec graduations moulées
- ✓ Avec bec verseur

### Certificats :

- ✓ Autoclavable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 3 000 ml
- ✓ Dimensions (∅ x h) : 158 x 201 mm

### Unité de vente :

2 Béchers