

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391135
<b>Désignation</b>	Bécher 5 000 ml



### Description :

- ✓ Bécher en polypropylène
- ✓ Forme basse
- ✓ Avec graduations moulées
- ✓ Avec bec verseur

### Certificats :

- ✓ Autoclavable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 000 ml
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  x h) : 188 x 229 mm

### Unité de vente :

2 Béchers