

Désignation

- Bêcher économique 1000 ml en polypropylène à graduations sérigraphiées

Référence

- 391141

Unité de vente : 1



Description

- Bêcher économique 1000 ml en polypropylène à graduations sérigraphiées
- Bêchers gradués forme basse en polypropylène.
- Graduations moulées ou sérigraphiées
- Autoclavables
- Bec verseur
- Volume : 1000 ml
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions : \varnothing x h : 109 x 147 mm
- Autoclavable
- Graduation : 20 ml

