

FICHE TECHNIQUE

Référence	391212
Désignation	Microtube 1,5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : Bouchon snap perçable
- ✓ Conditionné par sachet de 1000 microtubes

Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ CE-IVD conforme à la directive 98/79/CE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 11 000 g
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 10,86 x 39,06 mm

Unité de vente : 1000 Microtubes