

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391316
<b>Désignation</b>	Pissettes intégrales



### Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Remplissage facile et sûr
- ✓ Graduées
- ✓ Avec bouchon coloré pour identifier le contenu
- ✓ Tube de sortie qui fait partie intégrante du bouchon éliminant ainsi la tendance d'absorption d'air et de liquide par le bouchon
- ✓ Col large GL 45 (diamètre 38 mm)
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Graduation : 25 ml
- ✓ Diamètre flacon : 60 mm

### Unité de vente :

1 Pissette