

FICHE TECHNIQUE

Référence	391317
Désignation	Pissettes intégrales



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Remplissage facile et sûr
- ✓ Graduées
- ✓ Avec bouchon coloré pour identifier le contenu
- ✓ Tube de sortie qui fait partie intégrante du bouchon éliminant ainsi la tendance d'absorption d'air et de liquide par le bouchon
- ✓ Col large GL 45 (diamètre 38 mm)
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Graduation : 100 ml
- ✓ Diamètre flacon : 75 mm

Unité de vente :

1 Pissette