

FICHE TECHNIQUE

Référence	391331A
Désignation	BIDON



Description :

- ✓ En polyéthylène haute densité
- ✓ A col étroit avec robinet
- ✓ Volume : 10 litres
- ✓ Bidon solide
- ✓ Parois avec épaisseur de 2 mm pour une utilisation prolongée
- ✓ Peuvent être utilisés à température inférieure à 0° C
- ✓ Livrés avec robinet BSP de 3/4"
- ✓ Filetage profond de 12 mm pour assurer une étanchéité parfaite/
- ✓ Pour un vissage aisé et une meilleure étanchéité : lubrifier le filetage du robinet avec de l'huile de vaseline avant l'utilisation.
- ✓ Dimension : Ø x h : 210 x 425 mm
- ✓ Dimension : Ø col : 62.5 mm
- ✓ Avec une poignet

Unité de vente :

1 Bidon