

FICHE TECHNIQUE

Référence	391331B
Désignation	Bidons col étroit



Description :

- ✓ Bidon avec robinet 10 litres version ECO
- ✓ Matière : polyéthylène haute densité
- ✓ Parois avec épaisseur de 2 mm
- ✓ Utilisable à températures négatives
- ✓ Livrés avec robinet BSP de 3/4"
- ✓ Filetage profond de 12 mm
- ✓ Diamètre x hauteur : 210 x 425 mm
- ✓ Diamètre col : 62,5 mm
- ✓ Nbre de poignées : 1

Unité de vente :

1 bidon
