

FICHE TECHNIQUE

Référence	391336
Désignation	Bombonne avec robinet 20 L



Description :

- ✓ En polyéthylène haute densité
 - ✓ Adapté aux espaces réduits
 - ✓ Répond aux normes pour le contact alimentaire
 - ✓ Poignée facilitant le transport
 - ✓ Robinet permettant le positionnement vertical du bidon
-
- ✓ Dimensions (l x L x h) : 370 x 180 x 470 mm
 - ✓ Volume : 20 L

Unité de vente :

4
