

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	391338C
<b>Désignation</b>	Bonbonne



---

### Description :

- ✓ Bonbonne empilable avec bouchon avec fermeture de sureté selon les normes DIN
- ✓ Capacité : 5 litres
- ✓ Utilisable pour le contact alimentaire
- ✓ Avec une poignée
- ✓ Conforme à l'homologation ONU pour le transport de substances liquides dangereuses

### Unité de vente :

40 Bonbonnes

---