

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	391340
<b>Désignation</b>	Bidons



### Description :

- ✓ En polyéthylène haute densité
- ✓ Utilisables pour le contact avec les aliments
- ✓ Avec une poignée pratique pour le transport
- ✓ Bouchon avec fermeture de sûreté selon les normes DIN
- ✓ Conformes à l'homologation ONU pour le transport de substances liquides dangereuses
- ✓ Volume : 20 L
- ✓ Dimensions : 370 x 295 x 245 mm

### Unité de vente :

6 Bidons

---