


FICHE TECHNIQUE

Référence	391355
Désignation	Eprouvettes



Description :

- ✓ En polypropylène spécial
- ✓ Réalisées selon les normes ISO 6706 - 1981 et BS 5404 (2ème partie 1977)
- ✓ Très transparentes
- ✓ Autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- ✓ Supportent une température de 100 °C pendant une utilisation continue
- ✓ Graduations permanentes
- ✓ Parois hydrorépulsives
- ✓ Absence totale de ménisques
- ✓ Dimensions : 55 x 361 mm
- ✓ Graduation bleue : 50 ml
- ✓ Division : 5 ml
- ✓ Précision : +/- 5,0 ml
- ✓ Volume : 500 ml

Unité de vente :

12 Eprouvettes
