


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	391356
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



---

### Description :

- ✓ En polypropylène spécial
- ✓ Réalisées selon les normes ISO 6706 - 1981 et BS 5404 (2ème partie 1977)
- ✓ Très transparentes
- ✓ Autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- ✓ Supportent une température de 100 °C pendant une utilisation continue
- ✓ Graduations permanentes
- ✓ Parois hydrorépulsives
- ✓ Absence totale de ménisques
- ✓ Dimensions : 66 x 439 mm
- ✓ Graduation bleue : 100 ml
- ✓ Division : 10 ml
- ✓ Précision : +/- 10,0 ml
- ✓ Volume : 1000 ml

### Unité de vente :

6 Eprouvettes

---