

Désignation

- Fiole jaugée 100 ml avec bouchon standard en polypropylène

Référence

- 391368

Unité de vente : 20



Description

- Matière : polypropylène ou PMP (TXP)
Fioles jaugées, sans ménisque qui rend très facile la lecture
Jaugées avec méthode gravimétrique à 20 °C en Classe B
Moulées en une seule pièce en polypropylène
Très transparentes en particulier avec les liquides
Géométrie à col étroit avec grande précision de lecture
Autoclavables et chimiquement plus propres que le verre car elles ne donnent pas lieu à cessions ou absorptions chimiques
Livrées avec bouchons
- Volume : 100 ml
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions :
 - Hauteur : 174 mm
 - \varnothing : 58 mm
 - Autoclavable
 - NS/DIN : 14/23

