

FICHE TECHNIQUE

Référence	391397AA
Désignation	Entonnoir à analyses



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Indiqué pour tous les usages communs du laboratoire
- ✓ Supporte des températures jusqu'à 120°C
- ✓ Peut être stérilisé
- ✓ Pourvus de cannelures
- ✓ Corps avec parois inclinées à 60°C
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions (Ø x Ø tige) 66 x 10 mm
- ✓ Longueur tige : 62 mm

Unité de vente :

1 Entonnoir à analyses