

Désignation

- Entonnoirs à analyses 100ml

Référence

- 391398A

Unité de vente : 1



-
- Matière : polypropylène
 - Indiqués pour tous les usages communs du laboratoire
 - Supportent des températures jusqu'à 120 °C et peuvent être stérilisés
 - Pourvus de cannelures
 - Corps avec parois inclinées à 60 °C et dimensions correspondantes aux différents types de filtres, soit plats soit à plis
 - Volume : 100 ml
 - Adapté aux denrées alimentaires