

FICHE TECHNIQUE

Référence	391400A
Désignation	Entonnoir



Description :

- ✓ Entonnoir à analyses
- ✓ En polypropylène
- ✓ Indiqués pour tous les usages communs du laboratoire
- ✓ Supportent des températures jusqu'à 120 °C et peuvent être stérilisés
- ✓ Pourvus de cannelures
- ✓ Corps avec parois inclinées à 60 °C et dimensions correspondantes aux différents types de filtres, soit plats soit à plis
- ✓ Indiqués pour tous les usages communs du laboratoire
- ✓ Supportent des températures jusqu'à 120 °C et peuvent être stérilisés
- ✓ Pourvus de cannelures
- ✓ Corps avec parois inclinées à 60 °C et dimensions correspondantes aux différents types de filtres, soit plats soit à plis
- ✓ Volume 350 ml

Unité de vente :

1 Entonnoir