

FICHE TECHNIQUE

Référence	391402A
Désignation	Entonnoirs à analyses



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Indiqués pour tous les usages communs du laboratoire
- ✓ Pourvus de cannelures
- ✓ Corps avec parois inclinées à 60°C et dimensions correspondantes aux différents types de filtres, soit plats soit à plis
- ✓ Supportent des températures jusqu'à 120°C et peuvent être stérilisés
- ✓ Volume : 1250 ml
- ✓ Diamètre : 183 mm
- ✓ Dimensions tige (diamètre x longueur) : 14 x 140 mm

Unité de vente :

1 Entonnoir