

FICHE TECHNIQUE

Référence	391403A
Désignation	Entonnoir



Description :

- ✓ Entonnoirs à long tube d'écoulement
- ✓ En polypropylène
- ✓ Angles des parois 60 °
- ✓ Pourvus de cannelures
- ✓ Le tube long, en se remplissant de liquide, produit une dépression qui rend plus rapide la filtration
- ✓ Particulièrement étudié pour les exigences de la chimie analytique
- ✓ Volume : 50 ml

Unité de vente :

1 Entonnoir
