

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	<i>Voir ci-dessous</i>
<b>Désignation</b>	Flacons stériles



### Description :

Flacons stériles à prélèvement

### Caractéristiques :

- ✓ Bouchon rouge
- ✓ En polypropylène
- ✓ Stériles
- ✓ Emballés individuellement
- ✓ Avec zone de marquage

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	Unités/sachet	Unités/carton
391411	30	35 X 38	1	400
391413	60	35 X 70	1	400
391415	60	35 X 65	1	400
391418	150	62 X 73	1	250

Unité de vente :