

FICHE TECHNIQUE

Référence	391430
Désignation	Flacon 50 ml



Description :

- ✓ Flacon en polyéthylène et bouchon en polypropylène
- ✓ Rectangulaire, idéal pour la conservation d'échantillons dans un mini
- ✓ A col large
- ✓ Graduations permettant d'évaluer le volume du contenu
- ✓ Bouchon perforé pour plombage
- ✓ Livré avec obturateur dans lequel il est possible d'introduire des notes réservées

Certificats :

- ✓ Non autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Températures d'utilisation : -50°C à +80°C
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Diamètre du col : 24 mm
- ✓ Dimensions : 38 x 38 x 70 mm

Unité de vente :

400 Flacons