

FICHE TECHNIQUE

Référence	391432B
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ Flacons rectangulaires
- ✓ Col large
- ✓ Matière : polyéthylène (corps) et polypropylène (bouchons)
- ✓ Idéals pour la conservation d'échantillons dans un minimum d'espace
- ✓ Graduations permettant d'évaluer le volume du contenu
- ✓ Livrés avec obturateurs dans lesquels il est possible d'introduire des notes réservées
- ✓ Bouchons perforés pour plombage
- ✓ Graduation : 50 ml
- ✓ Dimensions : 57 x 60 x 110 mm
- ✓ Diamètre col : 34.5 mm
- ✓ Volume : 250 ml

Unité de vente :

350 Flacons