

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391443A
<b>Désignation</b>	Entonnoir



### Description :

- ✓ En HDPE
- ✓ Epais
- ✓ Robustes
- ✓ Avec sillons pour améliorer la fluidité de l'écoulement
- ✓ Avec anneau de suspension pour le rangement
- ✓ Volume : 750 ml
- ✓ Diamètre haut : 140 mm
- ✓ Diamètre bas : 24 mm

### Unité de vente :

1 Entonnoir