

FICHE TECHNIQUE

Référence	391450
Désignation	Pointe 200 μ l



Description

- ✓ Description : Pointe économique pour micropipette universelle
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : jaune

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 2 - 200 μ l
- ✓ Dimensions : (long) 48,90 mm
- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Conditionnement : en vrac

Unité de vente :

1 000 Pointes