

FICHE TECHNIQUE

Référence	391451
Désignation	Pointe 1 000 µl



Description

- ✓ Description : Pointe économique pour micropipette
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : bleu

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 100 - 1 000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 68,75 mm
- ✓ Compatibilité : compatible micropipette Gilson, Biohit, Socorex
- ✓ Conditionnement : en vrac

Unité de vente :

1 000 Pointes