

FICHE TECHNIQUE

Référence	391459B
Désignation	Pointe 5 000 µl



Description

- ✓ Description : Pointe économique pour micropipette
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 1 000 - 5 000 µl
- ✓ Compatibilité : compatible micropipette Eppendorf
- ✓ Conditionnement : en vrac

Unité de vente :

250 Pointes