

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	391460
<b>Désignation</b>	Pointes pour micropipettes Finnpiquette 1-5 ml



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour micropipettes Finnpiquette
- ✓ Pointes économiques d'usage universel
- ✓ Autoclavables
- ✓ Conditionnées en vrac
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 1 – 5 ml
- ✓ Dimensions (L x Ø) : 147,4 x 9 mm

### Unité de vente :

250 Pointes pour micropipettes Finnpiquette 1 – 5 ml